

TÍTULO: **Instalação do Leitor Biométrico****1. OBJETIVO**

Orientar na instalação do leitor biométrico.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Prestadores e Cooperados.

3. PREPARAÇÃO

Leitor biométrico e Java atualizado.

4. DESCRIÇÃO

4.1. Questionar o colaborador qual o modelo do leitor biométrico do local: Digital Persona (cinza) ou CIS (FS_80).

4.2. Após plugar o leitor na porta USB acesse o site <https://extranet2.unimedbh.com.br/downloads/biometria/> e clique no driver desejado:

- DriverDigitalPersonaOTW.zip – Windows 7 ou superior.
- FS_USB_Driver_Ver9.1.0_Setup.zip – Windows 8 ou superior.
- FS_USB_Driver_Ver4015_Setup.zip – Windows 7.

Unimed
Belo Horizonte

BIOMETRIA


DOWNLOAD DE ARQUIVOS

- [DriverDigitalPersonaOTW.zip](#)
- [FS_USB_Driver_Ver9.1.0_Setup.zip](#)
- [FS_USB_Driver_Ver4015_Setup.zip](#)
- [POP_Manual de instalacao do sistema de biometria.pdf](#)


EMISSÃO:	ANÁLISE CRÍTICA:	APROVAÇÃO:
JeilsonVituriano	Nome: Albert Junior	Nome
25/08/2016	Data: 18/01/2017	Data:
<i>Somente são considerados controlados os documentos disponíveis no sistema</i>		

TÍTULO: Instalação do Leitor Biométrico

4.3. Abra o arquivo zipado e execute o arquivo correspondente ao Setup.exe.




4.4. O Windows pedirá confirmação para executar o arquivo, clique em Executar:



EMISSÃO:	ANÁLISE CRÍTICA:	APROVAÇÃO:
JeilsonVituriano	Nome: Albert Junior	Nome
25/08/2016	Data: 18/01/2017	Data:
Somente são considerados controlados os documentos disponíveis no sistema		

TÍTULO: Instalação do Leitor Biométrico


4.5. Na tela inicial da instalação clique em Next:




EMISSÃO:	ANÁLISE CRÍTICA:	APROVAÇÃO:
JeilsonVituriano	Nome: Albert Junior	Nome
25/08/2016	Data: 18/01/2017	Data:
<i>Somente são considerados controlados os documentos disponíveis no sistema</i>		

TÍTULO: Instalação do Leitor Biométrico

4.6. Na tela seguinte selecione a opção de aceite dos termos do contrato e clique e Next:




4.7. Na próxima tela pedirá para escolher em qual local o driver será instalado clique em Next:




EMISSÃO:	ANÁLISE CRÍTICA:	APROVAÇÃO:
JeilsonVituriano	Nome: Albert Junior	Nome
25/08/2016	Data: 18/01/2017	Data:
Somente são considerados controlados os documentos disponíveis no sistema		

TÍTULO: Instalação do Leitor Biométrico

4.8. Na tela seguinte pedirá para selecionar os componentes a serem instalados, clique em Next:




4.9. Na tela seguinte clique em Next:




EMISSÃO:	ANÁLISE CRÍTICA:	APROVAÇÃO:
JeilsonVituriano	Nome: Albert Junior	Nome
25/08/2016	Data: 18/01/2017	Data:
Somente são considerados controlados os documentos disponíveis no sistema		

TÍTULO: Instalação do Leitor Biométrico


4.10. Na próxima tela clique em install:



4.1.1. Aguarde a instalação:




EMISSÃO:	ANÁLISE CRÍTICA:	APROVAÇÃO:
JeilsonVituriano	Nome: Albert Junior	Nome
25/08/2016	Data: 18/01/2017	Data:
Somente são considerados controlados os documentos disponíveis no sistema		

TÍTULO: Instalação do Leitor Biométrico**4.1.2. Quando a instalação terminar clique em Finish:**

EMISSÃO:	ANÁLISE CRÍTICA:	APROVAÇÃO:
JeilsonVituriano	Nome: Albert Junior	Nome
25/08/2016	Data: 18/01/2017	Data:
<i>Somente são considerados controlados os documentos disponíveis no sistema</i>		

TÍTULO: Instalação do Leitor Biométrico

4.1.3. Ao finalizar o instalador pedirá para reiniciar o computador clique em Yes, após ter reinicializado a biometria estará pronta para o uso:



5. INDICADORES RELACIONADOS

Não Aplicável.

6. REFERÊNCIAS

Não Aplicável.

7. REGISTRO

Não Aplicável.

8. ANEXOS

Não Aplicável.

9. RISCOS

Não Aplicável.

Identificação das Alterações desta Revisão

- Não aplicável

EMISSÃO:	ANÁLISE CRÍTICA:	APROVAÇÃO:
JeilsonVituriano	Nome: Albert Junior	Nome
25/08/2016	Data: 18/01/2017	Data:

Somente são considerados controlados os documentos disponíveis no sistema